

(en)

Indications: For use on adhesives, dressings and appliances on skin.
DESCRIPTION OF DEVICE & CONTENTS: ESENTA™ Medical adhesive remover spray sting free (50ml)

INTENDED USE: Removal of adhesives, dressings and appliances from skin.

INSTRUCTION FOR USE:

- Spray around the edge of the adhesive and wait a few seconds.
- Gently peel adhesive away from the skin using additional spray to ease removal if necessary.

INFORMATION: Dries in a few seconds. Sprays at any angle. If during the use of this device or as a result of its use a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

CAUTION:

- Avoid direct use on wound beds.
 - Avoid use on delicate or sensitive areas of skin (eyes, mouth, ears, nose, vagina).
 - If in doubt, patch test a small area prior to use.
 - Should skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
 - Avoid inhalation.
- For external use only.

WARNINGS: Use only as directed. Pressurised container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep out of reach of children. EXTREMELY FLAMMABLE

(de)

Indikationen: Zur Anwendung auf Klebstoffen, Verbänden und Geräten auf der Haut.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS UND DES INHALTS: ESENTA™ medizinisches Pflasterentferner-Spray, reizfrei (50 ml)

ZWECKBESTIMMUNG: Entfernen von Kleberückständen, Verbänden und Haftflächen von der Haut.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Rund um den Rand des Pflasters sprühen und einige Sekunden warten.

- Pflasters vorsichtig von der Haut abziehen; bei Bedarf zwecks leichteren Entferns unter Verwendung von zusätzlichem Spray.
- INFORMATION:** Trocknet innerhalb weniger Sekunden. Sprüht in jedem Winkel. Falls während der Verwendung dieses Produkts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, ist dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden
- VORSICHT:**

- Direktes Auftragen auf Wunden vermeiden.
- Nicht auf empfindlichen oder sensiblen Hautbereichen (Augen, Mund, Ohren, Nase, Vagina) anwenden.
- Im Zweifelsfall sollte vor dem Gebrauch auf einem kleinen Hautbereich eine Reizprobe vorgenommen werden.
- Sollte es zu einer Hautreizung kommen, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Direktes Einatmen vermeiden.
- Nur zur äußeren Anwendung.

WARNHINWEISE: Ausschließlich nach Gebrauchsanweisung verwenden. Behälter steht unter Druck: Kann beim Erhitzen bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Von Sonneneinstrahlung fernhalten. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. EXTREM ENTZÜNDLICH

(it)

Indicazioni: Per l'uso su adesivi, medicazioni e dispositivi sulla cute.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Spray rimuovi adesivo non irritante per uso medico ESENTA™ (50 ml)
USO PREVISTO: Rimozione di adesivi, medicazioni e dispositivi dalla cute.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Spruzzare attorno al bordo dell'adesivo e attendere alcuni secondi.
- Staccare delicatamente l'adesivo dalla cute usando, se necessario, altro spray per facilitare la rimozione.

INFORMAZIONI: Asciuga in pochi secondi. Consente la vaporizzazione da qualsiasi angolazione. Se durante l'uso di questo prodotto, o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un incidente grave, segnalare la problematica al fabbricante e all'autorità nazionale competente.

ATTENZIONE:

- Evitare l'uso diretto sul letto della lesione.

- Evitare l'uso su parti delicate e sensibili della pelle (occhi, bocca, orecchie, naso, vagina).
- In caso di dubbio, testare il prodotto su una piccola area prima dell'uso.
- In presenza di irritazione cutanea, interrompere l'uso e consultare un operatore sanitario.
- Evitare l'inalazione.
- Esclusivamente per uso esterno.

AVVERTENZE: Utilizzare solo secondo le istruzioni. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Vietato fumare. Non perforare o bruciare nemmeno dopo l'uso. Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. ALTAMENTE INFIAMMABILE

(fr

Indications : Pour une utilisation sur des adhésifs, pansements et équipements adhérant à la peau.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET DU CONTENU : Spray de retrait pour adhésif médical sans alcool ESENTA™ (50 ml)

UTILISATION PRÉVUE : Retrait d'adhésifs, pansements et appareillages de stomathérapie ou d'incontinence.

NOTICE D'UTILISATION :

- Vaporiser à la périphérie de l'adhésif et attendre quelques secondes.
- Commencer à décoller l'adhésif de la peau et si nécessaire utiliser davantage de spray pour faciliter le retrait.

INFORMATIONS : Sèche en quelques secondes. Vaporiasation possible dans toutes les directions. Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

MISE EN GARDE :

- Éviter toute application directe sur les plaies.
- Évitez d'utiliser le produit sur des parties cutanées délicates ou sensibles (yeux, bouche, oreilles, nez, vagin).
- En cas de doute, tester sur une petite zone avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé.
- Éviter d'inhaler.
- Réservé à un usage externe uniquement.

AVERTISSEMENTS : Utiliser uniquement selon les instructions.

Récepteur sous pression : peut éclater à la chaleur. Tenir à l'abri de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres matériaux incandescents. Ne pas fumer. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir hors de portée des enfants. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

(es)

Indicaciones: Para usar en adhesivos, apósitos y equipos que se usan sobre la piel.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CONTENIDO: Vaporizador para el limpiador de adhesivos médicos sin irritaciones ESENTA™ (50 ml)

USO PREVISTO: Eliminación de adhesivos, apósitos y materiales de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Pulverice alrededor del borde del adhesivo y espere unos segundos.
- Desprenda suavemente el adhesivo de la piel con más vaporizador para facilitar la extracción, si es necesario.

INFORMACIÓN: Se seca en unos segundos. El vaporizador puede aplicarse en cualquier ángulo. Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

PRECAUCIÓN:

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.

ADVERTENCIAS: Usar solo según las indicaciones. Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Mantener fuera del alcance de los niños. MUY INFLAMABLE

(nl)

Indicaties: Voor gebruik op kleeﬂagen, verbanden en apparaten op de huid.

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL EN DE INHOUD: ESENTA™ spray met niet-prikkende verwijderaar voor medische kleeﬂagen (50 ml)
BEOOGD GEBRUIK: Verwijderen van kleeﬂagen, verbanden en apparaten van de huid.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Spuit rond de rand van de kleeﬂaag en wacht enkele seconden.
- Trek de kleeﬂaag voorzichtig van de huid af en gebruik zo nodig extra spray om de verwijdering te vergemakkelijken.

INFORMATIE: Droogt in enkele seconden. Spuit in een hoek.

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale autoriteiten.

LET OP:

- Vermijd direct gebruik op wondbedden.
- Vermijd het gebruik op delicate of gevoelige delen van de huid (ogen, mond, oren, neus, vagina).
- Test bij twiﬂel een kleine zone vóór het gebruik.
- Als er huidirritatie optreedt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een professionele zorgverlener.
- Vermijd inademing.
- Uitsluitend voor extern gebruik.

WAARSCHUWINGEN: Uitsluitend gebruiken zoals aangegeven.

Container staat onder druk: kan barsten bij verhitting. Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontvlammingsbronnen. Niet roken. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/122°F. Buiten bereik van kinderen houden. UITERST ONTVLAMBAAAR

(sv)

Indikationer: Används på självhäftningar, förband och anordningar på huden.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN OCH INNEHÅLLET: ESENTA™ icke svidande spray för borttagning av medicinsk självhäftning (50ml)

AVSEDD ANVÄNDNING: Borttagning av självhäftning, förband och bandage från huden.

BRUKSANVISNING:

- Spruta runt självhäftningens kant och vänta några sekunder.
- Skala försiktigt bort självhäftningen från huden med extra spray för att underlätta borttagning vid behov.

INFORMATION: Torkar på några sekunder. Kan sprutas från valfri vinkel. Om det under användningen av den här produkten eller som ett resultat av dess användning inträffar en allvarlig incident ska den rapporteras till tillverkaren och till din nationella tillsynsmyndighet.

VAR FÖRSIKTIG:

- Undvik att använda direkt på sårbäddar.
- Undvik användning på ömtåliga eller känsliga hudpartier (ögon, mun, öron, näsa, vagina).
- Vid tvekan, applicera ett prov på ett litet område före användning.
- Om hudirritation inträffar bör användningen avbrytas och hälso- och sjukvårdspersonal konsulteras.
- Undvik inandning.
- Endast för externt bruk.

VARNINGAR: Använd endast enligt instruktion. Trycksatt behållare: kan sprängas vid uppvärmning. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Punktera eller bränn inte, ens efter användning. Skyddas från solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C / 122 °F. Håll utom räckhåll för barn. MYCKET BRANDFÄRLIGT

(no)

Indikasjonjer: Til bruk på klebestoffer, bandasjer og stomibandasjer på hud.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET OG INNHALDET: ESENTA™ Smertefri medisinsk plasterfjernerspray (50 ml)

TILTENKT BRUK: Fjerning av klebemidler og sår- og stomibandasjer fra huden.

BRUKSANVISING:

- Spray rundt kantene på klebemiddelet og vent noen sekunder.
- Trekk klebemiddelet forsiktig av huden ved bruk av ytterligere spray for å gjøre fjerningen lettere, ved behov.

INFORMASJON: Tørker på noen sekunder. Sprayer i alle vinkler. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten eller som resultat av dens bruk, skal det rapporteres til produsenten og til din nasjonale myndighet.

FORSIKTIG:

- Unngå bruk direkte på sårbunn.

- Unngå bruk på følsomme eller ømme hudområder (øyne, munn, ører, nese, vagina).
- Utfør en lappetest på et lite område før bruk hvis du er i tvil.
- Hvis det oppstår hudirritasjon, må bruken stoppes og helsepersonell oppsøkes.
- Unngå innånding.
- Kun for utvendig bruk.

ADVARSLER: Skal kun brukes som anvist. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes unna varme, varme underlag, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Ingen røyking. Skal ikke stikkes hull på eller brennes, selv etter bruk. Skal beskyttes mot sollys. Skal ikke utsettes for temperaturer over 50 °C / 122 °F. Oppbevares utlilgjengelig for barn. EKSTREMT BRANNFÄRLIG

(da)

Indikationer: Anvendes til klæbemidler, bandager og udstyr på hud.
BESKRIVELSE AF PRODUKTET OG INDHOLD: ESENTA™ skånsom medicinsk klæbefjernerspray (50 ml)
TILSIGTET ANVENDELSE: Fjerner klæbemidler, bandager og udstyr fra hud.

BRUGSANVISING:

- Spray produktet rundt om kanten på klæbemidlet, og vent et par sekunder.
- Træk forsigtigt klæbemidlet af huden, og brug mere spray for nemmere at fjerne det, hvis nødvendigt.

INFORMATION: Tørrer på få sekunder. Kan sprøjtes på fra alle vinkler. Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten eller den nationale myndighed.

FORSIGTIG:

- Undgå direkte brug på sårbunde.
- Undgå brug på sarte eller følsomme hudområder (øjne, mund, ører, næse, vagina).
- Hvis du er i tvivl, testes et mindre område før brug.
- Stands brug af produktet, hvis der opstår hudirritation, og kontakt sundhedspersonalet.
- Undgå inhalering.
- Kun til ekstern anvendelse.

ADVARSLER: Må kun bruges som anvist. Tryksat beholder, der kan sprænge, hvis den opvarmes. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke gennembores eller brændes, selv efter brug. Undgå sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F. Holdes væk fra børn. EKSTREMT BRÆNDBAR

(fi)

Käyttöaiheet: Käytetään iholla oleviin liimoihin, sidoksiin ja laitteisiin.
TUOTTEEN JA SISÄLLÖN KUVAU: ESENTA™ kirvelemätön lääketieteellinen liimanpoistosuihke (50 ml)

KÄYTTÖTARKOITUS: Liimojen, sidosten ja välineiden poistamiseen iholta.

KÄYTTÖOHJEET:

- Suihkuta valmistetta liima-aineen reunojen ympärä ja odota muutama sekunti.
- Irrota liima-aine varovasti pois iholta käyttämällä tarvittaessa lisää suihketta poiston helpottamiseksi.

TIETOA: Kuivuu muutamassa sekunnissa. Voidaan suihkuttaa mistä kulmasta vain. Jos tuotteen käytön aikana tai seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle vastaavalle viranomaiselle.

HUOMIO:

- Vältä käyttämästä suoraan avoimille haavoille.
- Vältä käyttöä herkällä tai aralla iholla (silmä, suu, korvat, nenä, emätin).
- Jos epäöit tuotteen käyttämistä, kokeile pienelle alueelle ennen käyttöä.
- Jos ihon ärtymistä esiintyy, keskeytä käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Vältä tuotteen hengittämistä.
- Vain ulkoiseen käyttöön.

VAROITUKSET: Käytä vain ohjeiden mukaisesti. Paineistettu pakkaus: saattaa puhjeta kuumentettaessa. Säilytä kaukana kuumuudesta, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes käytön jälkeen. Suojattava auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C:n / 122 °F:n lämpötilalle. Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄÄ

(pt)

Indicações: Para utilização em adesivos, pensos e equipamentos colocados na pele.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E ÍNDICE: Produto para remoção de adesivo médico em spray ESENTA™ sem ardor (50 ml)

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA: Remoção de adesivos, pensos e equipamentos da pele.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Pulverize em torno da extremidade do adesivo e aguarde alguns segundos.

- Descole cuidadosamente o adesivo da pele utilizando spray adicional para facilitar a remoção, se necessário.

INFORMAÇÃO: Seca em alguns segundos. Pulverize a qualquer ângulo.

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, ocorrer um incidente grave, relate o sucedido ao fabricante e à sua autoridade nacional.

ATENÇÃO:

- Evite a utilização direta no leito das feridas.
- Evitar utilizar em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz, vagina).
- Em caso de dúvida, teste o produto numa pequena área antes da utilização.
- Caso ocorra irritação cutânea, interrompa a utilização e consulte um profissional de saúde.
- Evite a inalação.
- Apenas para uso externo.

AVISOS: Utilize apenas conforme indicado. Recipiente pressurizado: pode explodir se aquecido. Manter afastado de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas vivas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não furar nem queimar, mesmo após a utilização. Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Manter fora do alcance das crianças. EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

(e)

Ενδείξεις: Για χρήση σε συγκολλητικά, επιθέματα και εξοπλισμό πάνω στο δέρμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Ιατρικό σπρέι αφαίρεσης συγκολλητικού ESENTA™ χωρίς τούξιο (50 ml)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Αφαίρεση συγκολλητικών, επιθεμάτων και εξοπλισμού από το δέρμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Ψεκάστε γύρω από την άκρη του αυτοκόλλητου και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.

- Αφαιρέστε με ήπιες κινήσεις το αυτοκόλλητο από το δέρμα χρησιμοποιώντας επιπλέον σπρέι για να διευκολύνετε την αφαίρεση, αν είναι απαραίτητο.

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεγνώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ψεκάζει σε κάθε γωνία. Εάν προκύψει σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του προϊόντος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του, παρακαλείστε να αναφέρετε το περιστατικό στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αποφύγετε την άμεση χρήση στον πυθμένα του έλκους.
- Αποφύγετε τη χρήση σε ευαίσθεις ή ευαίσθητες περιοχές του δέρματος (μάτια, στόμα, αυτιά, μύτη, κόλπος).
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, κάντε μια επιδερμική δοκιμασία (patch test) σε μια μικρή περιοχή πριν από τη χρήση.
- Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας.
- Αποφύγετε την εισπνοή.
- Μόνο για εξωτερική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί εάν θερμανθεί. Διατηρείτε μακριά από θερμότητα, ζεστές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην τριπάζετε και μην καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από το ηλιακό φως. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C/122°F. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

(ko)

적용증: 피부상의 반창고, 드레싱 및 기구에 사용.
기구 설명 및 내용물: ESENTA™ 무자극 의료용 접착제 제거용 스프레이 (50ml)

사용 목적: 피부의 접착제, 드레싱 및 장구 제품의 제거.

사용 지침:

- 접착제 가장자리 주변에 분포하고 몇 초 동안 기다리십시오.
- 필요한 경우, 제품을 추가적으로 분포하여 접착제를 피부에서 더욱 수월히 부드럽게 벗겨냅니다.

경보 : 모든 이밖에 건조됩니다. 모든 각도에서 분포 가능합니다. 이 기구를 사용하는 동안, 또는 이 기구를 사용한 결과로서 심각한 사고가 발생한 경우, 제조사와 국가 기관에 보고하십시오

ARTWORK SPECIFICATION	
Artcode	SI2389
Artwork Description	INS ESENTA ADHES REMOVER SPRAY(50ML)INT
ICC	423289
SAP	1729206
KOM/REF	N/A
IS Code	N/A
Component Type	Insert
LR#	LR-004247
Existing Art Code being Revised	N/A
REQUIREMENT	SPECIFICATION
Bucket	INT
Local Code(s)	N/A
Size Code / Dieline	N/A
Dimensions	Flat: 363 mm x 200mm, Folded: 33mm x 200mm
Color(s) / Colour(s)	Black
Specification Reference(s)	TP/TF21-054
Bar Code: UPC (A) or GTIN*	N/A
Bar Code: PZN – Code 39*	N/A
Bar Code: JAN-13*	N/A
* NOTE: Bar Code: See artwork for positioning, magnification and truncation. Scanability verified to ANSI grade “C” or better.	
HISTORY	
28-Jan-2021 / SI2389: New insert for Esenta Adhesive Remover spray.	

Workflow Name	Workflow Start Date	User	Intention	Date	Justif.
Workflow - LBL Approval with Proof Review Apr 7, 2021	07-Apr-2021 05:51:40 (GMT)	Iveta Bajůžiková	Quality Approval	11-May-2021 23:10:13 (GMT)	Plant Review and Implementation
Workflow - LBL Approval with Proof Review Apr 7, 2021	07-Apr-2021 05:51:40 (GMT)	Milada Palkociova	Quality Approval	09-Apr-2021 09:25:01 (GMT)	Plant Review-1
Workflow - LBL Approval with Proof Review Apr 7, 2021	07-Apr-2021 05:51:40 (GMT)	Milada Palkociova	Quality Approval	09-Apr-2021 09:21:21 (GMT)	Proof Review

Workflow - LBL Approval with Proof Review Apr 7, 2021	07- Apr-2021 05:51:40 (GMT)	Milada Palkociova	Final Quality Approval	07- Apr-2021 08:29:42 (GMT)	Final Artwork Check
Workflow - LBL Approval with Proof Review Mar 31, 2021	31- Mar-2021 09:12:36 (GMT)	Milada Palkociova	Final Quality Approval	06- Apr-2021 13:12:00 (GMT)	Final Artwork Check