

PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENZHOSEN

SUPER SENI TRIO

I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktive Inkontinenzhose für Menschen mit schwerer bis sehr schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klettverschlüsse wiederverschließbar. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit zwei blauen Streifen, hydrophiles Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hydrophobes Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastische Tailleneinsätze, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, Klebstoffe, natürlicher Grüntee-Extrakt

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]		Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]	Tailenumfang [cm]
		Oben	unten			
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

* Abweichung +/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)
Small	95,1	2600
Medium	139,7	3000

Large	165,9	3400
Extra Large	167,8	3400

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-094-SM10-A03	10	12	16	Karton
Medium	SE-094-ME01-A03	1	50	16	Karton
	SE-094-ME10-A03	10	8	16	Karton
Large	SE-094-LA01-A03	1	50	16	Karton
	SE-094-LA10-A03	10	6	20	Karton
Extra Large	SE-094-XL10-A03	10	6	20	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Agnieszka Tarka,
Technologe

Tomasz Przybylski
Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Technologii Grupy TZMO

Ausgestellt am 28.10.2015