























Kann ein  
neues Design  
der Pennadel  
die Injektions-  
technik  
verbessern?

## Erhältlich in den Längen:

Unifine Pentips <sup>plus</sup>	Unifine Pentips <sup>plus</sup>	Unifine Pentips <sup>plus</sup>	Unifine Pentips <sup>plus</sup>	Unifine Pentips <sup>plus</sup>
4mm	5mm	6mm	8mm	12mm
0,23mm (32G) x 4mm	0,25mm (31G) x 5mm	0,25mm (31G) x 6mm	0,25mm (31G) x 8mm	0,33mm (29G) x 12mm
Packungsgröße 100	Packungsgröße 100	Packungsgröße 100	Packungsgröße 100	Packungsgröße 100
PZN 10713333	PZN 6562727	PZN 6562733	PZN 6562756	PZN 6562762

Eine leichte Wahl – Unifine® ist mit ALLEN gängigen Insulinpens kompatibel

		
	Owen Mumford: Autopen® Classic	Owen Mumford: Autopen® 24
		
	Berlin Chemie: BerliPen® 302	Berlin Chemie: BerliPen® aero 2
		
	Lilly: Byetta®	Lilly: Humalog® KwikPen™
		
	Lilly: Humapen® Luxura	
		
	Novo Nordisk: NovoPen® 4	Novo Nordisk: NovoPen® Echo®
		
	Novo Nordisk: NovoPen® FlexTouch	Novo Nordisk: Victoza®
		
	Sanofi: Apidra® Solostar®	Sanofi: ClikSTAR®
		
	Sanofi: Lantus® Solostar®	Sanofi: TactiPen®
		
	Ypsomed Ypsopen®	

6. Kompatibilität zuletzt getestet am 01.06.2016.  
Unifine® Pentips® und Autopen® sind registrierte Marken von Owen Mumford Ltd. Alle Rechte vorbehalten.  
Die hier aufgeführten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

 **OWEN MUMFORD**  
Making a World of Difference

**DEUTSCHLAND**  
Owen Mumford GmbH  
Alte Häge 1  
63762 Großostheim  
T : +49 (0)6026/97750  
F : +49 (0)6026/977529  
E : info@owen-mumford.de

**FRANKREICH**  
T : +33 (0)2 32 51 88 70  
F : +33 (0)2 32 21 96 95  
E : contact@owenmumford-fr.com

owen-mumford.de

**HAUPTSITZ**  
Owen Mumford Ltd  
Brook Hill, Woodstock  
Oxfordshire OX20 1TU, UK  
T : +44 (0)1993 812021  
F : +44 (0)1993 813466  
E : info@owenmumford.co.uk

**UK / IRLAND VERTRIEB**  
T : +44 (0)1608 645555  
F : +44 (0)1608 646546  
E : info@owenmumford.co.uk

**NORDAMERIKA**  
Owen Mumford Inc.  
1755 West Oak Commons Court  
Marietta, Georgia 30062, USA  
T : +1 800-421-6936  
F : +1 770-977-2866  
E : info@owenmumfordinc.com

**CHINA**  
T : +86 (0)21 6032 3528  
F : +86 (0)21 6032 3782  
E : info@owenmumford.co.uk

UPP-GLO-LT/MCC/0317/Ge/01

# Komfort bis in die Fingerspitzen

Premium-Pennadel mit integriertem Abwurfbehälter  
für eine einfache und komfortable Insulininjektion



## Unifine® Pentips®<sup>plus</sup>

 **OWEN MUMFORD**

# DIE STUDIE

**59 Diabetiker wurden 8 Wochen durch ihren Diabetesalltag begleitet**  
**10.910 Injektionen wurden aufgezeichnet**

**4 Wochen mit einer Standard Pennadel**

**57%**

Wechseln NICHT ihre Pennadel nach jeder Injektion<sup>3</sup>

Das Wiederverwenden von Pennadeln kann zu diversen Komplikationen beitragen!<sup>4</sup>.

**4 Wochen mit Unifine® Pentips® Plus**

**61%**

Verbesserung der Therapietreue\*

Häufiges Wechseln der Pennadel kann das Risiko von Komplikationen erheblich senken<sup>4</sup>.

**86%**

Empfanden sie einfach oder einfacher im Vergleich zur Standard Pennadel

Praktisch und einfach in der Handhabung

**61%**

Bevorzugten sie im Vergleich zur Standard Pennadel

Anwender bevorzugen eine Pennadel, die komfortabel und einfach in der Handhabung ist.


Quelle: 2013 Studie durchgeführt von Healthcare Research Worldwide

<sup>1</sup>. Diabetes care in the UK, The First UK Injection Technique Recommendations, 2nd Edition. <sup>2</sup>. Ginsberg B.H., J.L. Parkes, C. Sparacino: The kinetics of insulin administration by insulin pens. Horm. Metab. Res. 26: 584-587 (1994). <sup>3</sup>. Carina De Coninck et al. Results and analysis of the 2008-2009 Insulin injection technique questionnaire survey. <sup>4</sup>. Torrance T. An unexpected hazard of injectable therapy injection. Practical Diabetes International 2002;19:63. <sup>5</sup>. 2013 Independent study by Healthcare Research Worldwide. The impact of Unifine® Pentips® Plus on needle changing behaviour. 61% increase in the rate of adherence when pen needle users moved from using their standard pen needle to using Unifine® Pentips® Plus (statistically significant difference in adherence rates at 5% level).



Pennadeln sollten **nach jedem Gebrauch** ausgetauscht werden,<sup>1,2</sup> aus folgenden wichtigen Gründen:

- Zur Vermeidung von Schmerzen während der Injektion, Hämatomen und Lipohypertrophien (Vergrößerung/Verhärtung des Fettgewebes).
- Kristallisierung des Insulins, die zur Verstopfung der Pennadel führt.
- Ungenaue Dosierung durch Luftbläschen und Austreten des Insulins.
- Insulinverlust, der bei Mischinsulinen zur Änderung der Zusammensetzung führen kann.



Auf der einen Seite eine Premium-Pennadel.

Auf der anderen Seite eine Kammer, in der die gebrauchte Nadel entsorgt werden kann.

## Unifine® Pentips® Plus

Premium-Pennadel mit integriertem Abwurfbehälter



reddot award

Gut zu greifen dank neuartigem Design.<sup>5</sup>

Kompatibel mit allen gängigen Insulinpens.<sup>6</sup>

Leichter Nadelwechsel durch aufstellbaren Behälter und optimierte Form.<sup>5</sup>

Sicher entsorgen – immer und überall – mittels integrierter Abwurfkammer mit SafetyClick™-Funktion.<sup>5</sup>

Eine komfortable Injektion durch eine hochwertige Pennadel.

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award für innovatives Produktdesign.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Geb.-Nr.		Geb.-M.		Geb.-J.		Geb.-M.		Geb.-J.		Geb.-M.		Geb.-J.		Geb.-M.		Geb.-J.	
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Geburtsort		Geburtsdatum		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status		Geburtsdatum		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr	
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum		Geburtsdatum		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr	
Rp. (Bitte Leerdumme durchzeichnen)		Vertragsarztstempel		Geburtsdatum		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat	
Unifine Pentips Plus + benötigt.Variante (PZN)		Dg.: Diabetes mellitus		Geburtsdatum		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat	
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitsgeheimnummer		Geburtsdatum		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat		Geburtsjahr		Geburtsmonat	

**Unifine Pentips Plus Varianten:**

4 mm, PZN 10713333

5 mm, PZN 6562727

6 mm, PZN 6562733

8 mm, PZN 6562756

12 mm, PZN 6562762