

# PRODUKTDATENBLATT



## INKONTINENZHOSEN

### SUPER SENI PLUS



## I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktive Inkontinenzhose für Menschen mit schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen – der Aufdruck verblasst und verschwimmt und die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

## II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit zwei violetten Streifen, hydrophiles-hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hydrophobes Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastische Tailleneinsätze, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, Klebestoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

## III. GRÖÙE\*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm] Oben	Länge Saugkern [mm] unten	Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]	Tailenumfang [cm]
Extra Small	640	300	520	420	245-130-245	40-60
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

\* Abweichung +/- 10 mm

## IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)	
Extra Small	66,9	1800	430
Small	83,4	2100	900

Medium	125,1	2900	1000
Large	151,3	3200	1150
Extra Large	152,3	3200	1150

## V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Extra Small	SE-094-XS10-A02	10	12	16	Karton
Small	SE-094-SM10-A02	10	12	15	Karton
	SE-094-SM30-A02	30	3	28	Karton
Medium	SE-094-ME01-A02	1	50	16	Karton
	SE-094-ME10-A02	10	8	16	Karton
	SE-094-ME30-A02	30	3	16	Karton
Large	SE-094-LA01-A02	1	50	16	Karton
	SE-094-LA10-A02	10	6	20	Karton
	SE-094-LA30-A02	30	3	16	Karton
Extra Large	SE-094-XL01-A02	1	50	16	Karton
	SE-094-XL10-A02	10	6	20	Karton
	SE-094-XL30-A02	30	3	16	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

### Ausgestellt

von:

Agnieszka Tarka,  
R&D Specialist

Tomasz Przybylski  
Production and  
R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 28.07.2016