PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENSLIPS

SENI ACTIVE PLUS



I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips für Menschen mit schwerer Harninkontinenz. Obere und untere Schicht aus weichem Vlies. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Atmungsaktive Außenschicht. Entsorgungsklebestreifen im hinteren Teil.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, hydrophiles Vlies, hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht, atmungsaktive Außenschicht, elastisches Garn, Klebstoffe, Superabsorber, Klebeband Z-Typ.

III. GRÖßE*

| Größe | Länge [mm] | Länge Saugkern [mm] | Breite [mm] | Breite Saugkern [mm] | Tailenumfang [cm] |
|-------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Small | 770 | 480 | 530 | 140-90-140 | 55-85 |
| Medium | 810 | 530 | 660 | 160-100-160 | 80-110 |
| Large | 870 | 510 | 770 | 160-100-160 | 100-135 |
| Extra Large | 920 | 530 | 890 | 160-120-160 | 120-160 |

^{*} Abweichung+/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

| Größe [cm] | Gewicht [g] minimum | Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1) | Retention [g] Ø (NAFC) |
|-------------|---------------------|--|---------------------------|
| Small | 77,5 | 1900 | 760 |
| Medium | 82,0 | 2000 | 760 |
| Large | 85,4 | 2000 | 760 |
| Extra Large | 91,1 | 2000 | 760 |

wysokość kapitału wpłaconego: 2 640 000 zł

www.tzmo-global.com e-mail: biuro.zarzadu@tzmo.com.pl

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

tel. +48 56 612 39 00, fax +48 56 612 33 96



V. Logistik

| Größe [cm] | Artikelnummer | Menge Stück In Verpackung | Menge VE in Transportverpac kung | Menge Karton auf Palette | Transportverpackung |
|-------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Small | SE-096-SM10-A02 | 10 | 8 | 24 | Karton |
| Medium | SE-096-ME01-A02 | 1 | 50 | 16 | Karton |
| | SE-096-ME10-A02 | 10 | 8 | 24 | Karton |
| Large | SE-096-LA01-A02 | 1 | 50 | 16 | Karton |
| | SE-096-LA10-A02 | 10 | 8 | 24 | Karton |
| Extra Large | SE-096-XL10-A02 | 10 | 8 | 24 | Karton |
| | SE-096-XL01-A02 | 1 | 50 | 16 | Karton |

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Monika Landratkiewicz R&D Specialist Tomasz Przybylski Production and R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 29.06.2017