

PRODUKTDATENBLATT

seni

INKONTINENZEINLAGEN

SENI LADY



I. BESCHREIBUNG

Die Inkontinenzeinlagen für Menschen mit leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Anatomisch geformtes Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht (außer: Micro) und perforierte Vliesschicht (Prägung) sorgen für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn nach innen gerichtet (außer: Micro). Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht, hydrophiles Vlies, hydrophobes Vlies (außer: Micro), Verteilungsvlies (außer Micro), elastisches Bändchen (außer Micro, Mini, Mini Plus, Normal), elastisches Garn (außer Micro), thermoplastische Kleber, silikonbeschichtetes Papier, Farbe (außer Mini Plus).

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]	Breite [mm] Vorne-Mitte-Hinten	Breite Saugkern [mm] Vorne-Mitte-Hinten
Micro	185	167	72-59-72	58-45-58
Mini	225	205	95-80-95	75-60-75
Mini Plus	255	235	100-85-100	80-65-80
Normal	280	245	105-90-105	85-70-85
Extra	295	265	130-110-140	100-75-110
Extra Plus	330	295	140-115-150	110-80-115
Super	370	335	165-130-180	130-90-145
Plus	420	380	185-145-205	145-105-165

* Abweichung +/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)
Micro	2,95	60
Mini	10,6	230
Mini Plus	12,4	300
Normal	14,6	360
Extra	19,0	470
Extra Plus	22,5	590
Super	32,2	800
Plus	37,0	950

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Micro	SE-095-MC20-G01	20	16	126	Karton
Mini	SE-094-MI20-G01	20	20	42	Karton
Mini Plus	SE-095-MP20-G01	20	20	32	Karton
Normal	SE-095-NO20-G01	20	20	24	Karton
Extra	SE-095-EX15-G01	15	16	40	Karton
Extra Plus	SE-095-EP15-G01	15	16	40	Karton
Super	SE-095-SU15-G01	15	16	24	Karton
Plus	SE-095-PL30-G01	15	16	24	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Krzysztof Ligowski
R&D Specialist

Tomasz Przybylski
Production and
R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 07.02.2017