

PRODUKTDATENBLATT



INKONTINENSLIPS

SENI ACTIVE CLASSIC



I. BESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzslips für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Atmungsaktive Außenschicht.

II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, hydrophiles Vlies, hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht, atmungsaktive Außenschicht, elastisches Garn, Hotmelt-Klebstoffe, Superabsorber.

III. GRÖÖE*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]	Breite [mm]	Breite Saugkern [mm]	Tallenumfang [cm]
Small	770	480	530	140-90-140	55-85
Medium	810	490	660	150-90-150	80-110
Large	870	510	770	160-100-160	100-135
Extra Large	920	530	890	160-120-160	120-160

* Abweichung+/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)	Retention [g] Ø (NAFC)
Small	58,6	1200	455
Medium	64,3	1300	565
Large	75,1	1450	565
Extra Large	83,8	1550	600

V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Small	SE-096-SM30-C01	30	2	30	Karton
Medium	SE-096-ME30-AC1	30	3	30	Karton
Large	SE-096-LA30-AC1	30	3	30	Karton
Extra Large	SE-096-XL30-C01	30	2	30	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. ANDERE

Haltbarkeit: 60 Monate.

Ausgestellt

von:

Monika Landratkiewicz
R&D Specialist

Tomasz Przybylski
Production and
R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 14.09.2017