



## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Produkt: FLEXXUM warm / kalt Kompresse Artikel Nr.: 043V-01

(1 Vlieshülle in jeder Einzelverpackung)



Produktgröße: 19x30cm

Netto Gewicht: 720 gr.

Verpackungseinheit: 1 Stück pro farbiger

Einzelverpackung

Verpackungsart: 6 farbige

Einzelverpackungen

per Umkarton

Zusammensetzung: Plastikbeutel: PE/PA/PE

Gel: Wasser – Monopropylen Glycol USP - Zellulose

Farbe Lebensmittelqualität

Hervorragende Qualität, hohe Viskosität, bleibt biegsam bis -25°

heiß 90 ° C.

Indikationen: Kann Schmerzen, sowie die Symptome bestimmter Gesundheitsprobleme und

Muskelverspannungen lindern.

Kalte Im Kühlschrank oder Gefrierschrank abkühlen lassen.

Anwendung: Tendinitis, Verstauchung, Luxation, gerissener oder gezogener Muskel, Belastung,

Entzündung.

Kann helfen, Ödeme und Hämatome zu reduzieren, sowie Kopf- und

Zahnschmerzen zu lindern.

Warme In der Mikrowelle oder in heißem Wasser erhitzen.

Anwendung: Muskelkrämpfe, Menstruationsbeschwerden, Rheuma, Hexenschuss, steifer Nacken.

**Vorsicht!** Nur zur äußeren Anwendung! Nicht einnehmen!

Verwenden Sie keine beschädigten Gelpackungen!

Kein direkter Hautkontakt, Stoffzwischenlage benutzen, um Verbrennungsgefahr zu

vermeiden.

Reinigung: Heiß / kaltes Wasser.

Desinfektionsmittel



Schneider Medical GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-77866 Rheinau Tel.: +49 (0) 7844 7051 Fax: +49 (0) 7844 4535 E-Mail: hello@schneider-medical.com Handelsregister Amtsgericht Freiburg i.E HRB 719590

Steuernummer 14055/68475 Ust.-ID DE322866601