

優盛醫學科技股份有限公司 優盛醫療電子(上海)有限公司	產品規格書 Specification	ISO 文件編號	RD-3-000303
		版次	A
		頁次	1/2
		存檔路徑	S/ISO9000#2000 版/現行/ ISO 研發部
		生效日(年/月/日)	2012/08/16

Organization	簽名/Signature	日期/Date (YYYY / MM / DD)
發起人/Originator:	陳逸民	2012.08.14
審查/Reviewed:	陳炯賢	2012.08.15
審查/Reviewed:	鄭宜芳	2012.8.15
審查/Reviewed:	林永宏	2012.08.15
核准/Approved:		2012.08.15

文件履歷表

Revision History Log

版次 Version	DCN 號碼 DCN#	變更描述 Description of Change
A	DCN-11-00715	發行
B	DCN-12-00883	Auto-off 修正為 10 min. $\pm$ 20%



Model: TG380

Item	Specification
1. Operating environment	Temperature: 5°C~40°C Humidity: $\leq$ 95% (non-condensing)
2. Storage environment	Temperature: -25°C~55°C Humidity: $\leq$ 95% (non-condensing)
3. Power Source	1.5V (LR41 or SR41)
4. Low Battery	1.3V $\pm$ 0.05V DC
5. Display unit	°C or °F (Switchable)
6. Display Resolution	0.1
7. Measurement Range	32.0°C~42.9°C
8. Accuracy	Within temperature range: 35.5°C~42.0°C: $\pm$ 0.1°C Other temperature range: $\pm$ 0.2°C
9. Auto off	10 min. $\pm$ 20%

優盛醫學科技股份有限公司 優盛醫療電子(上海)有限公司	產品規格書 Specification	ISO 文件編號	RD-3-000303
		版次	B
		頁次	2/2
		存檔路徑	S/ISO9000#2000 版/現行/ ISO 研發部
		生效日(年/月/日)	2012/08/16

10. MEMORY	1 Set (last reading)
11. Fever alarm	≥37.8℃ Tone: bi-bi-bi 10 times
12. Error message	1. Lo: reading < 32℃ 2. Hi: reading > 42.9℃ 3. Err: sensor NG
13. Current	1. Operation mode < 100μA (Buzzer disable) 2. Off mode < 5μA
14. Dimension (L × W× H)	132.0 x 23.0 x 13.0 mm
15. Weight	14.5 g (Without accessories)