



OPSITE Flexifix Gentle

Sanfte Fixierung

 **smith&nephew**
OPSITE[®] FLEXIFIX
GENTLE
Transparentes Silikon-
Folienpflaster auf der Rolle



OPSITE[®] Flexifix Gentle – die vielseitige Lösung bei empfindlicher Haut.

Sanfte Fixierung von Primärverbänden und zur unterstützenden Befestigung von z.B. Drainagen, Kathetern oder Sonden.^{2,4,5}



Sanft zum Patienten

- Ideal bei empfindlicher Haut^{2,4,5}
- Sanfte Haftung durch Silikon minimiert das Risiko von Trauma und Schmerz bei Verbandwechsel oder der Entfernung des Verbandes^{2,5}
- Mehr Tragekomfort durch anmodellierbare und dehnbare Folie¹



Idealer Hautschutz

- Bildet eine schützende Barriere gegenüber Bakterien¹⁰ von aussen
- Wasserdichte Folie ermöglicht Duschen ohne Verbandwechsel^{3,6,7,8,9}
- Schützt die Haut vor Reibung und Scherkräften¹



Wirtschaftlichkeit

- Repositionieren ohne Verlust der Haftung für einen geringen Materialverbrauch²
- Die Transparenz der Folie ermöglicht die Beurteilung der Umgebungshaut und des Primärverbandes ohne Verbandwechsel¹¹
- Präzises Zuschneiden der Rollenware auf die benötigte Grösse¹¹



Kann bis zu 7 Tagen auf der Haut verbleiben.^{2,5}

Artikelnr.	Grösse	Pharmacode	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalverpackung
66801195	2,5 cm x 5,0 m	548 476 4	12 Stück (12 OP)	1 Stück
66801196	5,0 cm x 5,0 m	548 477 0	24 Stück (24 OP)	1 Stück
66801197	10,0 cm x 5,0 m	548 478 7	12 Stück (12 OP)	1 Stück

References

1. Analytical Report, DS.12.184.R – comparative Product Testing Flexifix Gentle, 19/07/12, Daubney, L. (*in-vitro*).
2. VT Study Data of File (on ALLEVYN[®] Gentle Border) HVT050 04/12/08.
3. Data on File Report Reference OR-DOF/017, An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing, Palmer S and Mistry C; June 2011.
4. "Ageing changes in skin", update on 22/08/2006 by Sandra W. Cohen M.D. Ref <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm>.
5. Hurd, T *et al*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3.
6. Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR DOF/011, Results from a Multi-centre, Noncomparative Clinical In Market Evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing (CIME/008) and from open, prospective, randomised, within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex[™] Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
7. Rubio, P A (1991) - Use of semi-occlusive, transparent film dressing for surgical wound protection: experience in 3,637 cases. Int. Surg. 76, 253-254. (OPSITE).
8. Internal data on file. Reference HVT031 – A double blind, randomised, prospective, within volunteer comparison of Flexifix with EBO additive and corona treatment, Flexifix with EBO additive without coronatreatment and the standard Flexifix product.
9. DS/12/199/R, Project Lascaux Comparative Waterproof Testing dated July 2012. (*in-vitro*).
10. DS/09/062/R1, OPSITE Flexifix Bacterial Barrier dated June 2009. (*in-vitro*).
11. W11429/R9 Usability Study of Flexifix Gentle in comparison to Flexifix Technical Study Report, 21/09/2012, E Cole.

Für den Patienten. Für das Budget. Für das Hier und Jetzt.[®]

Smith & Nephew Schweiz AG
Advanced Wound Management
Oberneuhofstrasse 10d
6340 Baar
Schweiz

T +41 (0) 41 766 22 44
F +41 (0) 41 766 22 97

swiss.cs@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com