

universalHYGIENE

glasEFFEKT Glasreiniger




Produktname: glasEFFEKT
Produktbereich: universalHYGIENE

Produktbeschreibung:
Flüssiger Glasreiniger.

Verpackungseinheiten:
6 x 1 kg Systemflasche
10 kg Kanister

Art.-Nr. 4450200708
Art.-Nr. 4450200711

pH-Wert:
alkalisch



Anwendung | Einsatzgebiet:

Entfernt mit der Kraft des Salmiak fettige und ölige Verschmutzungen von Fenstern, Spiegeln und allen Glasflächen. Bildet einen ergiebigen Schaum, der auf der Glasfläche haftet und eignet sich daher besonders zur Reinigung vertikaler Glasflächen. Sparsam im Verbrauch.

Materialverträglichkeit geprüft nach DIN 53449 T1-3:

getestetes Material	Eignung
Acrylglas/Plexiglas	-
Verschiedene Kunststoffe (PP, PE-HD, POM, PVC, ABS...)	+
PC (Polycarbonat)	-

Dosierung:

glasEFFEKT unverdünnt mit der Schaumpistole auf die Glasfläche aufbringen und mit dem fensterTUCH VITAL reinigen.

Sicherheitshinweis:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung:

Behälter geschlossen halten. Aus Qualitätsgründen bei Raumtemperatur lagern.

universalHYGIENE

glasEFFEKT
Glasreiniger

Produktempfehlung:

Zum Aufbringen empfehlen wir unser fensterTUCH VITAL (Art.-Nr. 4450300400) oder cleanGLASS HALTER (Art.-Nr. 4450601100) mit dem cleanGLASS PAD (Art.-Nr. 4450601000).

Europalette:

60 Kanister

Verkaufseinheit:

Kanister