

1. Allgemeine Produktbeschreibung

Valanop Schutzauflagen aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger Polyethylen-Folie auf der Unterseite, unsteril. Valanop Schutzauflagen sind sehr reissfest und rutschen weniger als glatte Auflagen. In zwei verschiedenen Abmessungen erhältlich.

1. Anwendung

Valanop Schutzauflagen schützen Oberflächen vor Flüssigkeiten und Verschmutzung.

2. Aufmachung

Packung à 100 Schutzauflagen  
Transportkarton à 4 Packungen

3. Zusammensetzung

- Zellulose
- Polyethylenfolie

4. Produktanforderungen

Art.-Nr.	Größe	Toleranz	Saugfähigkeit
865141	45 x 37,5 cm	+/- 10%	ca. 400%
865142	42 x 60 cm	+/- 10%	ca. 400%

5. Kennzeichnung

LOT-Nummer, 8 Stellen + 1 Ziffer

CE-Kennzeichnung (Medizinprodukt Klasse 1)

6. Verpackung

Valanop Schutzunterlagen sind in Falschachteln à 100 Stück verpackt. 10 Faltschachteln sind in einem Transportkarton verpackt. Verpackung auf Europalette.

Abteilung	Datum	Unterschrift
Marketing	04.04.201805.04.2018	Garrido, BenitoBenito Garrido