

Produktbeschreibung 5 - alphacheck Soft Pen-Nadeln + Entsorgungsbox 0,2 l



**alphacheck Soft
Pen-Nadeln
32G x 4 mm**

Art.Nr. 10506504
PZN 12438842
HIMI 03.99.99.1001

**alphacheck Soft
Pen-Nadeln
31G x 5 mm**

Art.Nr. 10506505
PZN 11236303
HIMI 03.99.99.1001

**alphacheck Soft
Pen-Nadeln
31G x 6 mm**

Art.Nr. 10506506
PZN 12438836
HIMI 03.99.99.1001

**alphacheck Soft
Pen-Nadeln
31G x 8 mm**

Art.Nr. 10506508
PZN 11236295
HIMI 03.99.99.1001

**alphacheck
professional
Entsorgungsbox 0,2 l**

Art.Nr. 06100025
PZN 13059561
HIMI -




Neue Superstick-Technologie für eine schmerzfreie Injektion:
Super Silikonöl und "SuperStick" Öl-Klebstoff-Technologie

- Zuverlässig und komfortabel
- Minimale Punktions mit weniger Schmerzen
- Glatte Injektion
- Präzise Nadellänge

Kompatibel mit den folgenden Pens:
LILLY, NOVO NORDISK, SANOFI-AVENTIS, OWEN MUMFORD, BERLIN CHEMIE, YPSOMED, B.BRAUN

Die alphacheck professional Entsorgungsbox dient zur sicheren Entsorgung von alphacheck Soft Pen-Nadeln.



Vertrieb Europa:

Berger Med GmbH
Industriestr. 6
35394 Gießen

Tel.: +49 641 948 469 - 0
Fax: +49 641 948 469 - 20

Mail: info@bergermed.de
Web: www.bergermed.de