



Medline International Germany GmbH

Medline Strasse 1-3
47533 Kleve, Germany
Tel : +49 (0)2821-7510-0
Fax: +49 (0)2821-7510-7802

www.medline.com/de



Technisches Datenblatt

Aquapak® - Luftbefeuchter mit Adapter

Artikelnummer(n)

Beschreibung

Basismaterialien

Packungseinheit

Verpackung

Hersteller

Qualitätsrichtlinien

AQUAPAK® steriles Wasser mit Befeuchteradapter						
Artikelnummer	Faßungsvermögen	Ausführung	Überdruckventil	Anschluss des Adapters	Folgende Bestandteile sind enthalten:	Stück/Box
400340	340 ml	Steriles Wasser	Ja	International	400040	20
400640	650 ml	Steriles Wasser	Ja	International	400040	10
003-40F	340 ml	Steriles Wasser	Ja	FR	000-40F	20
006-40F*	650 ml	Steriles Wasser	Ja	FR	000-40F	10

Flasche mit sterilem Wasser, mit Anschlussstück. Dieser wird an das Flowmeter und das Aquapak angeschlossen um die Befeuchtung zu ermöglichen. Durch die Verbindung zwischen dem Befeuchtungsadapter und der Flasche wird die Integrität des geschlossenen Systems während des Verfahrens aufrechterhalten.

Aquapak Sterile Wasser Eigenschaften: 1 x Destilliert, entionisiert, entchlort, Doppelfilter über Millipore-Filter, nicht pyrogen, USP-Standard.

Wasser-Sterilisationsverfahren: aseptische Verarbeitung (A)

Aquapak-Adapter: sind in 2 Versionen erhältlich und ermöglichen den direkten Anschluss an den Flowmeter:

- 9/16 Zoll (International)
- 12/125 Zoll (Französisch)

Sterilisationsverfahren für die Adapter: Strahlung (R)

Reservoir:

Die Flasche: 100 % Polypropylen
Mittel Destilliertes Wasser, steril, USP-konform

Punktions Pin: Polymer auf Acrylbasis oder Polystyrol

Adapter: 100 % Polypropylen
Ventil: Silikon

Bitte beachten Sie die Tabelle

Adapterbeutel: Tyvek
Äußerer Beutel: Beutel aus Polyethylen (PE)

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC 27560, USA – EN ISO 13485

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG

MPG Klasse: IIa steril

- Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.



1639



© 2022 Medline Industries Inc. oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.
TDS_Aquapak Luftbefeuchter-Adapter_DE01

Aufbewahrungsfrist: Endet mit dem Ablaufdatum des Produkts

Revision: 5

Dokumententitel: FINT 441 - Technical

Dokumentnummer: EU1-00004-F-