

# Gripper Plus™ Power P.A.C™



## Indikationen

Dieses Produkt ist für die Verabreichung von Flüssigkeiten in implantierte Ports oder die Entnahme von Flüssigkeiten aus implantierten Ports vorgesehen. Es soll vor der Exposition gegenüber durch Blut übertragbaren Krankheitserregern schützen, die durch versehentliche Nadelstichverletzungen verursacht werden. Bei Verwendung mit implantierbaren Hochdruckinjektionsports für den Venenzugang ist dieses Produkt für die Hochdruckinjektion von Kontrastmittel geeignet. Es schützt nicht vor anderen Übertragungswegen von durch Blut übertragbaren Krankheitserregern.

## Rechtmäßiger Hersteller

ICU Medical, Inc.  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442 USA

## Herkunftsland

Mexiko

## Tierischer Ursprung

Keine der aufgeführten Produkte dieser Produktfamilie beinhalten Stoffe, die gemäß Verordnung der (EU-) Kommission 722/2012 aus Geweben tierischen Ursprungs gewonnen wurden.

## Art der Sterilisation

Ethylenoxid

## Haltbarkeit


Das Produkt wird auf der Grundlage einer beschleunigten Alterungsstabilität, Haltbarkeitsprüfung sowie einer Echtzeitalterung mit einer 5-jährigen Haltbarkeit ausgezeichnet, sofern die Verpackung unbeschädigt ist und nicht geöffnet wird.

## Ohne DEHP-Weichmacher


## Bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla

Ermöglicht Druckinjektionen von bis zu 5 ml/s und einem Druck von 300 psi

## Füllvolumen



Gerader Schlauch ohne Y-Anschluss



Schlauch mit nadelfreiem Y-Anschluss

## Kennzeichnung und Verpackung

Kartonart	Länge	Breite	Höhe
Verpackungseinheit (1 Einheit)	101 mm	145 mm	25 mm
Verpackungseinheit	205 mm	92 mm	148 mm
Kartongröße	492 mm	422 mm	406 mm

## Zusammensetzungen der Komponenten

Klemme	Acetal, natürliches Weiß
Schaum	EVA (Ethylvinylacetat)
Rollengestell u. Schwenkarm	Acrylcopolymer, Cyrolite G20, natürlich
Kanüle	304 SS
Kanülenschutz	LDPE
Schlauch	PVC, TOTM
Klemme	Acetal
Weiblicher Luer-Anschluss	PVC, TOTM
Unbelüftete männliche Kappe	ABS

## Produktpalette und Spezifikationen

### Gripper Plus Power P.A.C. Sicherheitsnadeln für den Port-Zugang (bedingt MR-sicher bis zu 3 Tesla)

Nicht mit Latex aus Naturkautschuk hergestellt, nichtstanzend, nicht silikonisiert, abnehmbarer konturierter Griff, gepolsterte Nadelplattform, 20 cm (8 Zoll)  
Verlängerungsschlauch mit oder ohne Y-Anschluss

Nadelloser Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
Luer-aktivierte nadelfreie Einstichstelle				
20 Gauge	16 mm	21-3464-24	3 0610586 03363 6	12 pro Karton
	19 mm	21-3465-24	3 0610586 03304 3	12 pro Karton
	25 mm	21-3466-24	3 0610586 03305 0	12 pro Karton
	32 mm	21-3467-24	3 0610586 03306 7	12 pro Karton
19 Gauge	19 mm	21-3468-24	3 0610586 03307 4	12 pro Karton
	25 mm	21-3469-24	3 0610586 03308 1	12 pro Karton
	32 mm	21-3470-24	3 0610586 03309 8	12 pro Karton
Ohne Y-Anschluss	Länge	Nr. für Nachbestellungen	GTIN	Stück
20 Gauge	16 mm	21-3369-24	3 0610586 03302 9	12 pro Karton
	19 mm	21-3367-24	3 0610586 03300 5	12 pro Karton
	25 mm	21-3362-24	3 0610586 03296 1	12 pro Karton
	32 mm	21-3363-24	3 0610586 03297 8	12 pro Karton
19 Gauge	19 mm	21-3368-24	3 0610586 03301 2	12 pro Karton
	25 mm	21-3364-24	3 0610586 03298 5	12 pro Karton
	32 mm	21-3365-24	3 0610586 03299 2	12 pro Karton

Für weitere Informationen besuchen Sie [www.icumed.com](http://www.icumed.com) oder rufen Sie  
enter local number an +49 (0)89 242959 – 0

**icumedical**  
human connections