




ADVACARE® EMULSION

HOCHKONZENTRIERTE EMULSION FÜR KRANKENHAUSWÄSCHE



DE/030/021



- ▲ Teil des AdvaCare®-Programms für Krankenhauswäsche
- ▲ Hochkonzentrierte Emulsion
- ▲ Erhält einen hervorragenden Weißgrad auf weißen Textilien
- ▲ Reduzierte Alkalität
- ▲ Starke Entfernung von Fett- und enzymatischen Flecken ab 40°C
- ▲ Enthält kein Phosphat, EDTA oder NTA

ANWENDUNGSBEREICH

Für alle Textilien (außer Wolle und Seide) ab 40°C geeignet. Zur Desinfektion mit AdvaCare® Des, Ozonit® super oder Ozonit® Performance kombinieren..

ANWENDUNGSHINWEISE

Verfahrensvorschläge erstellen unsere Systemtechniker gerne für Sie.

ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG

Um die EU Ecolabel-Kriterien zu erfüllen, bitte folgende Dosiermengen und Produktkombinationen einhalten. Prozesstemperatur 40°C, niedrige Wasserhärte.

Waschmittel in ml/kg	Verschmutzungsgrad		
	Leicht	Mittelstark	Stark
AdvaCare® Emulsion	5,0	6,0	8,0

Das EU Ecolabel ist nur bei Einhaltung der angegebenen Dosiermengen gültig.

Beachten Sie immer die Dosieranweisungen und waschen Sie bei der niedrigsten empfohlenen Temperatur, um den Energie- und Wasserverbrauch zu minimieren und die Wasserverschmutzung zu reduzieren.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

INHALTSSTOFFE

Nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate, enthält optische Aufheller

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte: 1.100 – 1.170 g/l

pH-Wert: 13,0 (unverdünnt)

VERKAUFSEINHEIT

Gebinde	Artikelnummer	Palettenfaktor
23 kg PE-Kanister	1203940	24
240 kg PE-Fass	1203930	2
1130 kg IBC-Container	1202630	1

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C lagern.

Nur Originalgebinde verwenden.