




ADVACARE® DES

NIEDERTEMPERATUR-BLEICH- UND WÄSCHE-DESINFEKTIONSMITTEL

- ▲ Hochkonzentriertes Bleich- und Wäschedesinfektionsmittel
- ▲ Wirksam ab 40°C aufwärts
- ▲ Erhält den Textilwert
- ▲ Hoher Weißgrad, hervorragende Bleichergebnisse



ANWENDUNGSBEREICH

Für alle Textilien (außer Wolle und Seide) geeignet. Für Bleich- und chemothermische Desinfektion.

Für die chemothermische Wäschedesinfektion gemäß BPR in Kombination mit Advacare emulsion bei 40°C bei einem Flottenverhältnis von 1:4.

ANWENDUNGSHINWEISE

Verfahrensvorschläge erstellen unsere Systemtechniker gerne für Sie.

ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG

3,0 bis 14 ml/kg Trockenwäsche

SICHERHEITSHINWEISE

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

INHALTSSTOFFE

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte: 1.100 – 1.150 g/l

pH-Wert: 1,0 – 1,5 (unverdünnt)

VERKAUFSEINHEIT

Gebinde	Artikelnummer	Palettenfaktor
21 kg PE-Kanister	1202640	24
210 kg PE-Fass	1202660	2
210 kg PE-Fass Connexx	1202760	2
995 kg IBC-Container	1202690	1

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.

Nur Originalgebinde verwenden.