




ADVACARE® DES

NIEDERTEMPERATUR-BLEICH- UND WÄSCHE-DESINFEKTIONSMITTEL



- ▲ Hochkonzentriertes Bleich- und Wäschedesinfektionsmittel
- ▲ Wirksam ab 40°C aufwärts
- ▲ Erhält den Textilwert
- ▲ Hoher Weißgrad, hervorragende Bleichergebnisse

ANWENDUNGSBEREICH

Für alle Textilien (außer Wolle und Seide) geeignet.
Für Bleich und chemothermische Desinfektion.

Für die chemothermische Wäschedesinfektion gemäß BPR in Kombination mit Advacare emulsion bei 40°C bei einem Flottenverhältnis von 1:4.

ANWENDUNGSHINWEISE

Verfahrensvorschläge erstellen unsere Systemtechniker gerne für Sie.

ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG

3,0 – 17,5 ml/kg Trockenwäsche

SICHERHEITSHINWEISE

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

INHALTSSTOFFE

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte: 1100 - 1150 g/l

pH-Wert: 1,0-1,5 (unverdünnt)

VERKAUFSEINHEIT

21 kg Kanister · Artikelnummer 1202640 · Palettenfaktor 24

210 kg Fass · Artikelnummer 1202660 · Palettenfaktor 2

210 kg Fass CONNEX · Artikelnummer 1202760 · Palettenfaktor 2

995 kg Container · Artikelnummer 1202690 · Palettenfaktor 1

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.

Nur Originalgebinde verwenden.