# microlife

Irregular heartbeat detection

IHB

Frühzeitige Warnung bei unregelmässigem Herzschlag









## **BP**B1 Standard

## Blutdruckmessgerät

- IHB-Technologie zur Erkennung unregelmässigen Herzschlags
- 30 Datenspeicher und Durchschnittsanzeige
- Datum und Uhrzeit

## Hauptmerkmale



Erkennung unregelmässiger Herzschläge für eine frühzeitige Warnung auf mögliche Herzrhythmusstörungen



30 Datenspeicher und Durchschnittsanzeige aller gespeicherten Messwerte



Gentle+ garantiert optimale Geschwindigkeit und Druck Kontrolle für komfortable Messungen



USB Typ-C Adapter-Buchse



Leicht ablesbare Blutdruckanzeige entsprechend den internationalen Richtlinien



Passform-Kontrolle um sicherzugehen, dass die Manschette richtig sitzt



### Gentle+

- Optimale Kontrolle von Geschwindigkeit und Druck
- Verhindert Überpumpen für höchsten Komfort bei der Blutdruckmessung



### Manschette: 22-42 cm

 Möglich für den Einsatz bei Personen mit fast allen gängigen Armgrössen von Armumfängen mit 22 cm bis zu 42 cm.

Klinisch validiert BIHS protocol: A/A

### Klinisch validiertes BIHS-Protokoll A/A

Höchste Messgenauigkeit mit einer A/Agemäß der Britischen und Irischen Hypertension Society (BIHS) für die allgemeine Bevölkerung Bevölkerung im Alter von über 12 Jahren.

